

CANNULE I/A BIMANUALI 23G . I/A BIMANUAL 23G "THIN-WALL" CANNULAE

5 PER BOX STERILE



STERILE EO



THIN-WALL



JD96624



Manipolo per infusione 23G, "thin-wall", punta curva, **fori laterali** da 0.4 mm

23G infusion handpiece, "thin-wall", two 0.4 mm **sideports**


JD96613



Cannula aspirazione 23G, punta curva, **sabbiata**, "thin-wall", foro aspirazione 0.3 mm

23G aspiration handpiece, curved, **sanblasted**, "thin-wall", 0.3 mm port

JD96629



Cannula aspirazione 23G, punta curva, **liscia**, "thin-wall", foro aspirazione 0.3 mm

23G aspiration handpiece, curved, **smooth**, "thin-wall", 0.3 mm port

CANNULE I/A COASSIALE . I/A COAXIAL CANNULA

5 PER BOX STERILE



STERILE EO



Manipolo I/A **45°**, sleeve silicone, incisioni da 2.2 mm

24G soft outer **45°** I/A handpiece, silicon sleeve, 2.2 mm incision

JD96682

Distributed by: **salensa**