

Multifokale Intraokularlinsen



ARTIS Symbiose MID & PLUS, preloaded



- Diffraktive multifokale Linsensysteme mit EDOF-Wirkung
- Binokulare Komplementarität
- Preloaded „ready to use“
- Aberrationskorrigierendes Linsendesign mit diffraktiver Vorderfläche
- für die Kapselsackfixation
- Hydrophobes UV-absorbierendes Softacrylat
- Posterior 360° scharfe Optikkante
- Glisteningfreies Material



| | |
|--------------------|--|
| Durchmesser Optik: | 6.0 mm von +10.0 bis +25.0 dpt 5.8 mm von +25.5 bis +35.0 dpt |
| Gesamtdurchmesser: | 10.79 mm von +10.0 bis +25.0 dpt 10.50 mm von +25.5 bis +35.0 dpt |
| Haptikanwinkelung: | 5° |
| Brechungsindex: | 1.54 |
| A-Konstante: | 119.7 Optische Biometrie |
| Theoretische VKT: | 6.03 mm Optische Biometrie |
| Lieferbereich: | +10.0 bis +35.0 dpt (in 0.5 dpt) |