

Sterile Einweg-Elektrokauter, batteriebetrieben



Bovie® ist seit Jahrzehnten der führende Hersteller von batteriebetriebenen Kautern. Der Kauter mit erhöhter Sicherheit und Schnappdesign wurde basierend auf wertvollem Kundenfeedback verbessert. Der verbesserte Kauter bietet ein neues, sicherheitssteigerndes Design mit einem versenkten Knopf, um das Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung zu verringern. Bovie® hat auch die Kautereinheiten so modifiziert, dass der Arzt das Ende des Kauters „abbrechen“ kann, um die Batteriestromquelle sicher und effektiv zu entfernen.

Artikelnummer	AA00	AA04	AA90	AA01
Typ	Low-Temperature	Low-Temperature	Low-Temperature	High-Temperature
Spitze	Fine tip	Elongated fine tip	Ultrafine tip	Fine tip
Betriebstemperatur	704° C	593° C	545° C	1204° C
Stromversorgung	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V
Haltbarkeit	4 Jahre	4 Jahre	2 Jahre	4 Jahre
Stück/Packung	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück